

EN Wash the tub where the Bath Safety Rail will be installed. All contact surfaces must be clean, dry and free of residue to ensure a secure attachment.

FR Lavez et essuyez la surface de la baignoire où la poignée sera installée. Les surfaces de contact doivent être propres, sèches et exemptes de résidus savonneux afin d'assurer une installation solide.

2 Preparation • Préparation

Three Years Limited warranty • Garantie limitée de 3 ans

EN This Profilio™ product is guaranteed to be free from defects in materials and workmanship for three years. This warranty does not extend to non-durable components which are subject to normal wear and replacement. Any alterations, abuse, misuse, or accidental damage voids this warranty. Rental of this product voids warranty. For replacement or repair under warranty, please call:

CANADA & INTL: 1-866-518-6099 (Monday to Friday, 8 am to 5 pm EST)

USA: 1-866-820-2086 (Monday to Friday, 8 am to 5 pm EST)


For more information on this, or any other Profilio™ product, visit: www.amgmedical.com

FR Ce produit Profilio™ est garanti trois ans contre toute défectuosité de matériaux ou de fabrication. Cette garantie ne s'applique pas aux composantes non durables, qui sont sujettes à l'usure normale et au remplacement. Toute modification, usage abusif ou impropre, ainsi que les dommages accidentels annulent cette garantie. La location de ce produit annule la garantie. Pour remplacement ou réparation en vertu de cette garantie, communiquez avec nous au :

CANADA ET INTL : 1-866-518-6099 (du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h HNE)

ÉTATS-UNIS : 1-866-820-2086 (du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h HNE)

Pour en savoir plus sur ce produit, ou sur tout autre produit Profilio™, visitez : www.amgmedical.com



1 Check all parts • Vérifier toutes les pièces



BATH SAFETY RAIL


User's Manual

POIGNÉE D'APPUI




Manuel d'instructions



Tool-Free setup
Assemblage sans outils



3 Setup • Installation



PRECAUTIONS • PRÉCAUTIONS

EN

- Tighten clamp carefully. Do not over-tighten on fiber glass and/or porcelain tubs as it may crack or damage them.
- Verify that the Bath Safety Rail is properly secured by pulling it from side to side and from front to back. If it moves, tighten again in the desired position. **Your safety rail may require tightening from time to time. Check periodically and tighten again when needed.**
- Use a mild household cleaner to maintain this product. Avoid the use of harsh solvents, abrasive powders and scouring pads.

FR

- Vissez lentement afin d'enclencher la pince de fixation délicatement. Un ajustement trop serré pourrait endommager une baignoire en fibre de verre ou en porcelaine.
- Vérifiez que la poignée d'appui est fixée fermement en la tirant vers l'avant, vers l'arrière puis d'un côté à l'autre. Si la poignée d'appui n'est pas solidement fixée, remplacez-la à l'endroit désiré et resserrez. **La poignée d'appui peut nécessiter un resserrage périodique. Vérifiez-en la solidité avant l'utilisation et resserrez au besoin.**
- Votre poignée d'appui peut être nettoyée à l'aide d'un détergent doux. Évitez l'utilisation de solvants, détergents abrasifs ou tampons à récurer.

